



# HOW TO CGM KIM

Ihr Weg zur sicheren Kommunikation im Medizinwesen

## 1. Bestellung der CGM KIM-Adresse(n) im Webshop

Über den CGM KIM-Webshop können Sie auf [www.ti-kim.de](http://www.ti-kim.de) Ihr Wunschprodukt auswählen und CGM KIM-Adressen in der benötigten Anzahl zusammenstellen. Eine detaillierte Anleitung für die Bestellung einer CGM KIM-Adresse finden Sie in dem Dokument **HOW TO KIM-WEBSHOP** auf: [www.cgm.com/ti-kim](http://www.cgm.com/ti-kim) → **Next steps: KIM von der Bestellung bis zur Nutzung**

## 2. Bereitstellung der CGM KIM-Adresse(n) und weiterer Informationen im Kundenkonto

Nach erfolgreicher Bestellung werden Ihnen in Ihrem Kundenkonto im CGM KIM-Webshop folgende Komponenten und Informationen für die Einrichtung bereitgestellt:


- Ihre bestellten CGM KIM-Adressen
- Benötigte Registrierungscode

### Meine E-Mail-Adressen ^

E-Mail-Adresse	Produktinformationen	Bestellt am	
@tm.kim.telematik	CGM KIM Basic 2 GB	11.01.2021	<a href="#">Registrierungscode anfordern</a>

## 3. Registrierung im CGM KIM-Fachdienst

Die initiale und einmalige Registrierung können Sie an einem beliebigen PC mit Zugriff auf einen an die Telematikinfrastruktur (TI) angeschlossenen E-Health-Konnektor durchführen. Hierzu benötigen Sie neben dem Zugriff auf die TI auch Ihre CGM KIM-Adressen, die dazugehörigen Registrierungscode und den KIM-Assist. Diesen finden Sie direkt in Ihrem CGM-Primärsystem oder als Download im Kundenkonto des CGM KIM-Webshops. Die Registrierung erfolgt, nachdem Sie sich mit Ihrem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) oder Ihrer Institutionskarte (SMC-B) mit der jeweils dazugehörigen PIN authentifiziert haben.



Während des Registrierungsprozesses vergeben Sie ein individuelles Passwort (je CGM KIM-Adresse), das Sie später bei der Installation benötigen. Bitte notieren Sie sich alle Passwörter mit den dazugehörigen CGM KIM-Adressen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Anwender mit einem TI-Zugang der CGM beispielsweise auf dem Merkblatt **Wichtige Kenndaten und Zugangsdaten der Institution**.

Benutzer	Passwort	Datum (Vergabe bzw. Änderung)
<b>koco-root</b>		
CGM KIM	FTU#t3N%Wu7sJXEzYP	01.01.2021

Zusätzlich werden Sie nach Abschluss der Registrierung automatisch und verpflichtend im zentralen, bundesweiten KIM-Adressverzeichnis gelistet. In diesem Adressbuch der TI sind alle KIM-Teilnehmer auffindbar, wodurch ein umständliches Suchen von E-Mail-Adressen entfällt.

Nach Abschluss der KIM-Registrierung erfolgt die **INSTALLATION DES CLIENTMODULS**.

#### 4. Installation des Clientmoduls

Das Clientmodul ist die Verbindungskomponente zwischen Ihrem Clientsystem, dem Konnektor und dem zentralen CGM KIM-Fachdienst. Die Installation des Clientmoduls erfolgt an einem beliebigen PC mit Zugriff auf einen an die TI angeschlossenen E-Health-Konnektor über den **KIM-Assist**.

#### 5. Konfiguration des Clientsystems

An den Arbeitsplätzen, an denen die KIM-Kommunikation erfolgen soll, muss nun das entsprechende Clientsystem konfiguriert werden. Sie können den CGM KIM-Fachdienst direkt über Ihr Primärsystem\* nutzen. Eine detaillierte Anleitung für die Konfiguration Ihres Clientsystems wird Ihnen von Ihrem Primärsystem-Hersteller bei Verfügbarkeit bereitgestellt.

\*Ein Modul in Ihrem Primärsystem muss vom Primärsystem-Hersteller zur Verfügung gestellt werden und kann zusätzliche Kosten erzeugen.

#### 6. Versand einer Testnachricht

Nach erfolgreicher Einrichtung Ihres KIM-Zugangs empfehlen wir Ihnen, einen Test durchzuführen. Hierzu können Sie eine Testnachricht von Ihrer CGM KIM-Adresse an Ihre eigene CGM KIM-Adresse senden.



# HOW TO CGM KIM

## Checkliste

## Grundvoraussetzung

- Funktionsfähiger Zugang in die Telematikinfrastruktur
- Sicherer Internetzugang

Aufgabe	Weitere Informationen	erledigt?
<b>1. Bestellung der CGM KIM-Adresse(n) im Webshop</b>		
Bestellung der KIM-Adresse	Im Webshop unter <a href="http://www.ti-kim.de">www.ti-kim.de</a>	<input type="radio"/>
<b>2. Bereitstellung der CGM KIM-Adresse(n) und weiterer Informationen im Kundenkonto</b>		
Registrierungscode anfordern	Im Kundenkonto des CGM KIM-Webshops	<input type="radio"/>
Nutzung/Start des CGM KIM-Assist	CGM: Direkt im Primärsystem	<input type="radio"/>
Nutzung/Start des CGM KIM-Assist Standalone	NCGM: Per Download aus dem Kundenkonto des CGM KIM-Webshops	<input type="radio"/>
<b>3. Registrierung im CGM KIM-Fachdienst</b>		
Registrierung der CGM KIM-Adressen	Durch den CGM-KIM Assist	<input type="radio"/>
Dokumentation des vergebenen Passworts	Dokumentation erfolgt im Dokument „Wichtige Kenndaten und Zugangsdaten der Institution“	<input type="radio"/>
<b>4. Installation des Clientmoduls</b>		
Installation im Primärsystem		<input type="radio"/>
<b>5. Konfiguration des Clientsystems</b>		
Start des Clientsystems		<input type="radio"/>
<b>6. Versand einer Testnachricht</b>		
Versand einer Testnachricht über meine CGM KIM-Adresse erfolgt	Versand direkt aus dem Primärsystem heraus	<input type="radio"/>

**CompuGroup Medical Deutschland AG**  
Geschäftsbereich Telematikinfrastruktur  
Maria Trost 21 | 56070 Koblenz

T +49 (0) 261 8000 - 2323 (für Praxen)  
T +49 (0) 261 8000 - 2355 (für Apotheken)  
F +49 (0) 261 8000 - 2399

[cgm.com/ti-kim](https://cgm.com/ti-kim)

Stand: Januar 2021

How to CGM KIM-SHOP

Seite 4 von 4

Synchronizing Healthcare



**CompuGroup**  
Medical